



# ROUSSELET

## ROBATEL

### CENTRÍFUGA PARA LABORATORIO

## RA20Vx

*Para sedimentación sólido / líquido  
o filtración sólido / líquido*

*Ideal para investigación y desarrollo y para laboratorios químicos, investigación farmacéutica, y aplicaciones agro-alimentarios...*



- ❖ **Diseño compacto**
- ❖ **Disponible en acero inoxidable y hastelloy**
- ❖ **Velocidad variable con visualización electrónico**
- ❖ **Tubo de carga, tubo de lavado opcional, mirilla**

**Especificaciones de la centrífuga:**  
**Peso: 55 kg**  
**Potencia 110 V or 220 V**  
**Dimensiones: 460 x 497 x 442 mm**



<b>Canasta</b>			
<b>Diámetro - mm</b>	<b>200</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b>Volumen - liters</b>	<b>1.2</b>	<b>0.6</b>	<b>0.3</b>
<b>Carga máxima - kg</b>	<b>1.5</b>	<b>0.75</b>	<b>0.38</b>
<b>Velocidad máxima - RPM</b>	<b>3000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>

#### ROUSSELET CENTRIFUGATION SA

Sede Social :	Gran Bretaña	Alemania	Estados Unidos	España
ROUSSELET CENTRIFUGATION SA	ROUSSELET / ROBATEL U.K Ltd	ROUSSELET CENTRIFUGATION	ROBATEL Inc.	COMTEIFA, S.L.
Av. Rhin et Danube PAE de Marenton 07104 ANNONAY - FRANCIA	Parkside House, 17 East Parade HARROGATE NORTH YORKSHIRE HG 1 5LF	Im Forstgarten 5A D-66459 KIRKEL/SAAR	703 West Housatonic Street PITTSFIELD MA 01201	Passatge Moixó, 20 08918 BADALONA BARCELONA
+33 (0) 4 75 69 22 11	+44 (0) 1 423 530 093	+49 (0) 6849 60 99 56	+1 413 499 4818	+34 934 600 650
+33 (0) 4 75 67 69 80	+44 (0) 1 423 530 120	+49 (0) 6849 60 99 57	+1 413 499 5648	+34 934 600 638
E-mail rousselet.sa@rousselet.com	sales@rousselet-robatel.co.uk	rousselet@t-online.de	sales@robatel.com	info@comteifa.com